

| 一般的名称及びクラス分類 |                |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |  |
|--------------|----------------|-------|------------|--------|------|--|
| コード          | 一般的名称          | クラス分類 | 適用／非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考   |
| 7070000      | 歯接触分析装置        | I     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。   |
| 33203000     | 歯肉溝滲出液測定器      | I     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 歯周ポケット内組織と接触する。  |
| 33995010     | 光学的歯石歯垢検出器     | II    | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。   |
| 33995020     | 光学式う蝕検出装置      | II    | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。   |
| 33995030     | 電気式う蝕検出装置      | II    | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 研削したエナメル質又は象牙質に接触する可能性がある。   |
| 70701000     | 歯牙動揺測定器        | II    | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。   |
| 70702000     | 歯科用顎関節音測定器     | I     | 非適用        | 表面（皮膚） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。   |
| 70703000     | 歯科用イオン導入装置     | II    | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。   |
| 31885000     | 回転式歯周用スケーラ     | II    | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 歯周ポケット内組織と接触する。  |
| 36047000     | 超音波歯周用スケーラ     | II    | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 歯周ポケット内組織と接触する。  |
| 70704000     | 歯科用エアースケーラ     | II    | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 歯周ポケット内組織と接触する。  |
| 35775000     | 歯科重合用光照射器      | I     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。   |
| 40529000     | 電動式歯科根管拡大装置    | II    | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 根尖組織に接触することがある。  |
| 43076000     | 超音波歯科根管拡大装置    | II    | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 根尖組織に接触することがある。  |
| 70705000     | 歯科用根管拡大装置      | II    | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。   |
| 70706000     | 歯科用両側性筋電気刺激装置  | II    | 非適用        | 表面（皮膚） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。   |
| 70707012     | 電動式歯面清掃用装置     | II    | 適用         | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。<br>付属する粉体は、生物学的安全性評価の対象となる。（接触部位は、使用目的による。） |
| 70707001     | 歯面清掃器          | I     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。<br>付属する粉体は、生物学的安全性評価の対象となる。（接触部位は、使用目的による。） |
| 70707022     | 能動型機器接続歯面清掃用器具 | II    | 適用         | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。<br>付属する粉体は、生物学的安全性評価の対象となる。（接触部位は、使用目的による。） |

| 一般的名称及びクラス分類 |                             |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |   |
|--------------|-----------------------------|-------|------------|--------|------|---|
| コード          | 一般的名称                       | クラス分類 | 適用／非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考  |
| 70708000     | 歯科用歯面清掃補助材                  | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 短中期的 | 繰り返し使用する場合は、「短中期的」。単回使用の場合は、「一時的」。                        |
| 70709000     | 医薬品含有歯科用歯面清掃補助材             | Ⅲ     | 適用         | 表面（口内） | 短中期的 | 漂白的な目的で、繰り返し使用する。   |
| 70710000     | 歯科用根管洗浄器                    | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 根尖組織に接触することがある。   |
| 70711000     | 歯科根管内洗浄吸引乾燥装置               | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 根尖組織に接触することがある。   |
| 10082000     | 歯科用アマルガム混こう器                | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 35791000     | 歯科アマルガム用カプセル                | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 31806009     | 歯面漂白用加熱装置                   | Ⅰ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。              |
| 38790000     | 歯科用印象材混こう器                  | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 70712001     | 歯科根管材料加熱注入器                 | Ⅰ     | 非適用        | 体内外連結  | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。              |
| 70712009     | 歯科根管材料電気加熱注入器               | Ⅱ     | 非適用        | 体内外連結  | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。              |
| 70713000     | 歯科根管内異物除去器具セット              | Ⅰ     | 非適用        | 体内外連結  | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。              |
| 70714001     | 歯科根管内清掃器具                   | Ⅰ     | 非適用        | 体内外連結  | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。              |
| 70714002     | 能動型機器向け歯科根管内清掃器具            | Ⅱ     | 非適用        | 体内外連結  | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。              |
| 70715000     | 歯科用バーナ                      | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 70716000     | 電熱式根管プラグ                    | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 根尖組織に接触することがある。   |
| 70717000     | 歯面漂白用活性化装置                  | Ⅱ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。              |
| 33208000     | マッサージピック                    | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |   |
| 38597000     | チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット | Ⅱ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。              |
| 70718000     | 歯科用注入器具                     | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触しない場合には、表面（口内）となる。                       |
| 70719000     | 歯科用多目的超音波治療器                | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 超音波歯周用スケーラと同じ目的で使用されることがある。                               |
| 70720000     | 歯科材料加温器                     | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 70721000     | 歯科用多目的超音波治療・汎用電気手術組合せ機器     | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 歯肉切開用部品、歯周治療時に歯周ポケットに挿入される部品がある。<br>【参考】高周波メス（クラスⅢ）が含まれる。 |
| 70722000     | 歯科インプラント補綴用器具               | Ⅰ     | 非適用        | 体内外連結  | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。              |
| 34991010     | 歯科用ユニット                     | Ⅱ     | 非適用        | 非接触    |      |   |

| 一般的名称及びクラス分類 |                    |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |  |
|--------------|--------------------|-------|------------|--------|------|--|
| コード          | 一般的名称              | クラス分類 | 適用/非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考   |
| 34991020     | 歯科用オプション追加型ユニット    | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  | 構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。                        |
| 70723000     | 歯科矯正用ユニット          | Ⅱ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70724000     | 歯科小児用ユニット          | Ⅱ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 16692000     | 予防歯科用ユニット          | Ⅱ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70725000     | 可搬式歯科用ユニット         | Ⅱ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70726000     | 可搬式歯科用オプション追加型ユニット | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  | 構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。                        |
| 34935010     | 歯科診査・治療用チェア        | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 34859000     | 歯科用吸引装置            | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 口腔外科手術時に切開した組織に接触することがある。                    |
| 70727000     | 歯科用吸引装置ポンプ         | Ⅱ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 12351000     | 汎用歯科用照明器           | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 12352000     | 歯科用口腔内手術灯          | Ⅰ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |
| 70728000     | 歯科水ライン用フィルタ        | Ⅱ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 37413000     | 歯科矯正用結さつ器          | Ⅰ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |
| 16204000     | 歯列矯正用ワイヤ           | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 31759000     | 歯列矯正用チューブ          | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 31797000     | 歯列矯正用スプリング         | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 37601000     | 歯列矯正用磁石            | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触しない場合は、「表面（口内）」となる。         |
| 38734000     | 歯列矯正用帯環            | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 38741000     | 歯列矯正用ロック           | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 41059000     | 歯列矯正用アタッチメント       | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 41068000     | 歯列矯正用クラスプ          | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 41397000     | 歯列矯正用弧線            | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70729000     | 歯科矯正用材料キット         | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  | 構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。                        |
| 33592000     | 歯列矯正用歯牙維持装置        | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70730000     | 歯科矯正用レジン材料         | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 38733000     | 歯列矯正用エラスチック器材      | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70731000     | 歯科矯正装置用弾性材料        | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 31757000     | 歯列矯正用ヘッドギア         | Ⅰ     | 適用         | 表面（皮膚） | 長期的  |  |
| 41067000     | 歯列矯正用チンキャップ        | Ⅰ     | 適用         | 表面（皮膚） | 長期的  |  |
| 40468000     | 歯列矯正用顔弓            | Ⅱ     | 適用         | 表面（皮膚） | 長期的  |  |
| 31801000     | 歯科矯正用バンドブッシャ       | Ⅰ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |

| 一般的名称及びクラス分類 |                        |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |  |
|--------------|------------------------|-------|------------|--------|------|--|
| コード          | 一般的名称                  | クラス分類 | 適用/非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考   |
| 41677000     | 歯列矯正用結さつ材              | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70732000     | 歯列矯正用咬合誘導装置            | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70733000     | 歯列矯正用位置測定器具            | I     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |
| 70734000     | 頭部顔面規格写真撮影装置           | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70735000     | 短期的使用歯科矯正用粘膜保護材        | I     | 適用         | 表面（口内） | 短中期的 |  |
| 70736000     | 歯科用口唇筋力固定装置            | I     | 適用         | 表面（口内） | 短中期的 |  |
| 70737000     | 歯科用リップバンパ              | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70738000     | 歯科矯正用長期粘膜保護材           | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70739000     | 歯科技工用電気レーズ             | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70740000     | 歯科技工用高速レーズ             | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 34699000     | 歯科技工用モータ               | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 37708000     | 歯科用ドリルリモートドライブ         | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 38611009     | 歯科技工用エンジン              | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 38611000     | 歯科技工用電気エンジン            | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 38763009     | 歯科技工用エンジン向けモータ         | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 38763000     | 歯科技工用電気エンジン向けモータ       | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70741000     | 歯科技工用トリマ               | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70742000     | 歯科技工用真空攪拌器             | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 34700000     | 歯科技工用ドリルリモートドライブハンドピース | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70743000     | 歯科技工用スチール切削器具          | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70744000     | 歯科技工用カーバイド切削器具         | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70745000     | 歯科技工用ガス圧式ハンドピース        | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70746000     | 歯科技工用電動式ハンドピース         | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70747000     | 歯科技工用エアモータ             | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70748000     | 歯科技工用溶接ろう付器            | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 35761000     | 歯科技工用重合装置              | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 42343000     | 歯科用フラスコ                | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 34705000     | 歯科技工用プレス               | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70749000     | 歯科技工用ヒータプレス            | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70750010     | 歯科技工用成型器               | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70750020     | 歯科用電着型成型器              | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70751000     | 歯科技工用高周波铸造器            | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70752000     | 歯科技工用アーク铸造器            | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |

| 一般的名称及びクラス分類 |                           |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |   |
|--------------|---------------------------|-------|------------|--------|------|---|
| コード          | 一般的名称                     | クラス分類 | 適用／非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考  |
| 70753000     | 歯科技工用加熱炉鑄造器               | I     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 36180000     | 歯科技工用リング焼却炉               | I     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 70754000     | 歯科技工用鑄造器関連器具              | I     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 35762000     | 歯科技工用ポーセレン焼成炉             | I     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 10201000     | 歯科用咬合器                    | I     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 35700000     | 歯科用顔弓                     | I     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 34713000     | 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット | I     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 70755009     | 歯科技工用金属表面処理器              | I     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 70755000     | 歯科技工用金属表面加工器              | I     | 非適用        | 非接触    |      | 表面加工により新たな物質が金属表面に生成される場合は、「体内外連結・長期間接触」になる。  |
| 70756000     | 歯科技工用加圧埋没器                | I     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 70757000     | 歯科インプラント技工用器材             | I     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  | 口腔内に留置される材料等を含まない場合は、「非接触」。                   |
| 70758000     | 歯科精密アタッチメント固定用キット         | I     | 非適用        | 非接触    |      | 構成部品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。                        |
| 70759000     | 歯科技工用セラミックス加熱加圧成形器        | I     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 70760000     | 歯科技工用形成器具                 | I     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 70761000     | 歯科用メッキ装置キット               | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | メッキ層が切削した象牙質・エナメル質に接触する可能性がない場合は、「表面（口内）」になる。 |
| 70762000     | 歯科用貴金属箔                   | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。        |
| 11159000     | 歯科用直接金充填材                 | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |   |
| 70763000     | 歯科用金地金                    | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。        |
| 70764000     | 歯科用銀地金                    | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。        |
| 70765000     | 歯科用白金地金                   | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。        |
| 70766000     | 歯科用パラジウム地金                | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。        |
| 70767000     | 歯科鑄造用金合金                  | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。        |
| 70768000     | 歯科鑄造用低カラット金合金             | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。        |
| 70769000     | 歯科鑄造用14カラット金合金            | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。        |

| 一般的名称及びクラス分類 |                        |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |   |
|--------------|------------------------|-------|------------|--------|------|---|
| コード          | 一般的名称                  | クラス分類 | 適用/非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考  |
| 70770000     | 歯科メタルセラミック修復用貴金属材料     | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70771000     | 歯科非鑄造用金合金              | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70772000     | 歯科非鑄造用低カラット金合金         | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70773000     | 歯科用金ろう                 | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70774000     | 歯科鑄造用金銀パラジウム合金         | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70775000     | 歯科非鑄造用金銀パラジウム合金        | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70776000     | 歯科用金銀パラジウム合金ろう         | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70777000     | 歯科鑄造用銀合金第1種            | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70778000     | 歯科鑄造用銀合金第2種            | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70779000     | 歯科用銀ろう                 | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70780000     | 歯科鑄造用14カラット金合金向けプラズメタル | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70781000     | 歯科鑄造用金合金向けプラズメタル       | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70782000     | 歯科用銀パラジウム合金ろう          | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70783000     | 歯科鑄造用ニッケル・クロム合金        | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70784000     | 歯科用ニッケル・クロム合金線         | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |   |
| 70785000     | 歯科用ニッケル・クロム合金板         | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70786000     | 歯科非鑄造用ニッケル・クロム合金       | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70787000     | 歯科用ニッケル・クロム系合金ろう       | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70788000     | 歯科鑄造用コバルト・クロム合金        | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。義歯床用専用の場合は、「表面（口内）」となる。 |

| 一般的名称及びクラス分類 |                   |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |   |
|--------------|-------------------|-------|------------|--------|------|---|
| コード          | 一般的名称             | クラス分類 | 適用/非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考  |
| 70789000     | 歯科用コバルト・クロム合金線    | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |   |
| 70790000     | 歯科非铸造用コバルト・クロム合金  | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。義歯床用専用の場合は、「表面（口内）」となる。 |
| 70791000     | 歯科用コバルト・クロム系合金ろう  | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。義歯床用専用の場合は、「表面（口内）」となる。 |
| 70792000     | 歯科用ステンレス鋼線        | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |   |
| 70793000     | 歯科用ステンレス合金        | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |   |
| 70794000     | 歯科铸造用チタン合金        | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70795000     | 歯科非铸造用チタン合金       | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。義歯床用専用の場合は、「表面（口内）」となる。 |
| 34836000     | 歯科アマルガム用合金        | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |   |
| 35767000     | 歯科用水銀             | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |   |
| 38762000     | 歯科用ガリウム合金充填材      | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |   |
| 70796000     | 歯科メタルセラミック修復用金属材料 | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（クラウン）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                               |
| 70797000     | 歯科非铸造用合金          | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（クラウン）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                               |
| 70798000     | 歯科铸造用合金           | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70799000     | 歯科用合金ろう           | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70800000     | 歯科用易溶合金           | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |   |
| 38779000     | 歯科用ろう付材料          | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 38644000     | 陶歯                | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |   |
| 70801000     | 歯科用陶材             | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | ジャケット冠が切削したエナメル質・象牙質に接触する。前装用のみであれば、「表面（口内）」となる。              |
| 70802000     | 歯科メタルセラミック修復用陶材   | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |   |
| 70803000     | 歯科铸造用セラミックス       | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70804000     | 歯科射出成型用セラミックス     | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |
| 70805000     | 歯科切削加工用セラミックス     | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。                        |

| 一般的名称及びクラス分類 |                     |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |  |
|--------------|---------------------|-------|------------|--------|------|--|
| コード          | 一般的名称               | クラス分類 | 適用/非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考   |
| 70806010     | 歯科用セラミックスキット        | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | ジャケット冠が切削したエナメル質・象牙質に接触する。前装用のみであれば、「表面（口内）」となる。 |
| 70806020     | 歯科加圧成形用セラミックス       | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。           |
| 70807000     | アクリル系レジン歯           | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70808000     | 硬質レジン歯              | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 34976000     | 歯科用暫間被覆冠成形品         | II    | 適用         | 表面（口内） | 短中期的 |  |
| 70809000     | 熱可塑性レジン歯            | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70810010     | メタルブレード臼歯           | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70810020     | 分割型レジン臼歯            | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70811010     | アクリル系歯冠用レジン         | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する。                             |
| 70811020     | 歯冠用硬質レジン            | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する。                             |
| 31783000     | 歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する。                             |
| 70811030     | 歯冠用熱可塑性レジン          | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する。                             |
| 16464000     | 歯科用人工咬頭             | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70812000     | 歯冠用硬質レジン関連器材        | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物として切削したエナメル質又は象牙質に接触する。                     |
| 70813000     | 歯冠用硬質レジンキット         | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物として切削したエナメル質又は象牙質に接触する。                     |
| 70814000     | 高分子系歯冠用着色材料         | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70815000     | 歯科セラミックス用接着材料       | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する。                             |
| 70816000     | 歯科レジン用接着材料          | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する。                             |
| 70817000     | 歯牙固定用補強材            | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70818000     | 歯冠修復物補修用キット         | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物として切削したエナメル質又は象牙質に接触する。                     |
| 70819000     | 歯科インプラント用上部構造材      | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70820000     | 歯科用インレーキット          | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | ボンディング材等が窩洞内に塗布される。構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。         |
| 70821000     | 歯科切削加工用レジン材料        | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。           |
| 70822000     | 歯科用被覆冠成形品           | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物として切削したエナメル質又は象牙質に接触する。                     |
| 70823000     | 歯科セラミックス用着色材料       | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70824000     | 義歯床用アクリル系レジン        | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70825000     | 義歯床用熱可塑性レジン         | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 34769000     | 義歯床用短期弾性裏装材         | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 34770000     | 義歯床用長期弾性裏装材         | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |



| 一般的名称及びクラス分類 |                            |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |                        |
|--------------|----------------------------|-------|------------|--------|------|------------------------|
| コード          | 一般的名称                      | クラス分類 | 適用/非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考                     |
| 70826000     | 歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材           | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |                        |
| 17610000     | 義歯床用軟質裏装材                  | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |                        |
| 70827000     | 義歯床用レジン関連材料                | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |                        |
| 70828000     | 暫間義歯床用レジン                  | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |                        |
| 70829000     | 義歯床用裏装材キット                 | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  | 構成部品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。 |
| 70830000     | 義歯床用軟性レジン                  | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |                        |
| 11171000     | 義歯補修キット                    | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  | 構成部品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。 |
| 17609000     | 義歯床用硬質裏装材                  | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |                        |
| 70831000     | 義歯床補修用レジン                  | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |                        |
| 70832000     | 歯科印象トレー用レジン                | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |                        |
| 70833000     | 歯科用パターンレジン                 | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |                        |
| 70834000     | 義歯床用接着材料                   | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |                        |
| 70835000     | 歯科咬合診断用材料                  | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |                        |
| 16710002     | 歯科用りん酸亜鉛セメント               | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 16710003     | 医薬品含有歯科用りん酸亜鉛セメント          | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 16708000     | 歯科用けいりん酸セメント               | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 16705002     | 歯科用ポリカルボキシレートセメント          | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 16705003     | 医薬品含有歯科用ポリカルボキシレートセメント     | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 70836002     | 歯科接着用レジンセメント               | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 70836003     | 医薬品含有歯科接着用レジンセメント          | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 70837002     | 歯科用コンポジットレジンセメント           | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 70837003     | 医薬品含有歯科用コンポジットレジンセメント      | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 16709002     | 歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント          | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 16709003     | 医薬品含有歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント     | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 70838002     | 歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント         | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 70838003     | 医薬品含有歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント    | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 70839002     | 歯科合着用グラスポリアルケノエートセメント      | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |
| 70839003     | 医薬品含有歯科合着用グラスポリアルケノエートセメント | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                        |

| 一般的名称及びクラス分類 |                                  |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |                                  |
|--------------|----------------------------------|-------|------------|--------|------|----------------------------------|
| コード          | 一般的名称                            | クラス分類 | 適用／非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考                               |
|              | ント                               |       |            |        |      |                                  |
| 16703000     | 歯科用エトキシ安息香酸セメント                  | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 38776000     | 歯科用硫酸亜鉛セメント                      | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 70840000     | 歯科用アルミン酸セメント                     | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 70841002     | 歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント        | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 70841003     | 医薬品含有歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント   | III   | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 70842000     | 歯科用セメントキット                       | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 構成部品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。           |
| 70843000     | 歯科用シアノアクリレート系セメント                | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 70844000     | 歯科用色調試験材料                        | II    | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |                                  |
| 70845000     | 歯科用色調適合確認材料                      | II    | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |                                  |
| 70846000     | 歯科動揺歯固定用接着材料                     | II    | 適用         | 表面（口内） | 長期的  | 非切削の歯質に適用される。                    |
| 35876000     | 歯科充填修復用コンポジットレジン材キット             | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 構成部品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。           |
| 70847002     | 歯科充填用コンポジットレジン                   | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 70847003     | 医薬品含有歯科充填用コンポジットレジン              | III   | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 31750002     | 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材              | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 接着材がエッチングしたエナメル表面（加工した表面）に適用される。 |
| 31750003     | 医薬品含有高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材         | III   | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 接着材がエッチングしたエナメル表面（加工した表面）に適用される。 |
| 34782000     | 歯科高分子系接着材                        | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 36153000     | 歯科用エッチング材                        | II    | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |                                  |
| 42483002     | 歯科用象牙質接着材                        | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 42483003     | 医薬品含有歯科用象牙質接着材                   | III   | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 70848002     | 歯科充填用グラスポリアルケノエートセメント            | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 70848003     | 医薬品含有歯科充填用グラスポリアルケノエートセメント       | III   | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 70849012     | 歯科支台築造用グラスポリアルケノエートセメント          | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 70849013     | 医薬品含有歯科支台築造用グラスポリアルケノエートセメント     | III   | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 70849022     | 歯科支台築造用グラスポリアルケノエート系レジンセメント      | II    | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |
| 70849023     | 医薬品含有歯科支台築造用グラスポリアルケノエート系レジンセメント | III   | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |                                  |

| 一般的名称及びクラス分類 |                                     |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |  |
|--------------|-------------------------------------|-------|------------|--------|------|--|
| コード          | 一般的名称                               | クラス分類 | 適用／非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考                                       |
| 70850002     | 歯科裏層用ガラスポリアルケノエートセメント               | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70850003     | 医薬品含有歯科裏層用ガラスポリアルケノエートセメント          | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 34784000     | 歯科用けい酸塩セメント                         | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 31780002     | 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材                       | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 清掃した小窩裂溝に適用される。                          |
| 31780003     | 医薬品含有高分子系歯科小窩裂溝封鎖材                  | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 清掃した小窩裂溝に適用される。                          |
| 70851012     | 歯科小窩裂溝封鎖用ガラスポリアルケノエート系セメント          | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 清掃した小窩裂溝に適用される。                          |
| 70851013     | 医薬品含有歯科小窩裂溝封鎖用ガラスポリアルケノエート系セメント     | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 清掃した小窩裂溝に適用される。                          |
| 70851022     | 歯科小窩裂溝封鎖用ガラスポリアルケノエート系レジジンセメント      | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 清掃した小窩裂溝に適用される。                          |
| 70851023     | 医薬品含有歯科小窩裂溝封鎖用ガラスポリアルケノエート系レジジンセメント | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 清掃した小窩裂溝に適用される。                          |
| 16182000     | 水酸化カルシウム系窩洞裏装材                      | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 34771000     | 歯科表面滑沢硬化材                           | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  | 修復物及び非切削の歯質に適用される。                       |
| 35877000     | 歯科用セラミック補修キット                       | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削後したエナメル質・象牙質に接触するため構成材（エッチング材、接着材）を含む。 |
| 38770000     | 歯科用覆髄材料                             | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 38789000     | 歯科用支台築造材料                           | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70852000     | 医薬品含有歯科用覆髄材料                        | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70853002     | 歯科用充填材料キット                          | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70853003     | 医薬品含有歯科用充填材料キット                     | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70854002     | 歯科充填用ガラスポリアルケノエート系レジジンセメント          | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70854003     | 医薬品含有歯科充填用ガラスポリアルケノエート系レジジンセメント     | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70855002     | 歯科間接修復用コンポジットレジジン                   | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70855003     | 医薬品含有歯科間接修復用コンポジットレジジン              | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70856000     | 歯科充填用アクリル系レジジン                      | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70857000     | 歯科充填用色調調整材                          | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70858000     | 歯科接着・充填材料用表面硬化保護材                   | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  | 一時接触のものもある。                              |
| 70859000     | 歯面処理材                               | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |  |
| 70860000     | 歯科用シーリング・コーティング材                    | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | エッチングしたエナメル質等に接触する。                      |

| 一般的名称及びクラス分類 |                          |       | 生物学的評価の考え方 |       |      |                                 |
|--------------|--------------------------|-------|------------|-------|------|---------------------------------|
| コード          | 一般的名称                    | クラス分類 | 適用/非適用の別   | 接触部位  | 接触期間 | 備考                              |
| 70861002     | 歯面コーティング材                | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70861003     | 医薬品含有歯面コーティング材           | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70862000     | 医薬品含有歯面処理材               | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結 | 一時的  |                                 |
| 70863002     | 歯科裏層用高分子系材料              | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70863003     | 医薬品含有歯科裏層用高分子系材料         | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70864002     | 歯科間接修復用コンポジットレジンキット      | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70864003     | 医薬品含有歯科間接修復用コンポジットレジンキット | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70865002     | 歯科用支台築造材料キット             | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70865003     | 医薬品含有歯科用支台築造材料キット        | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70866002     | 歯科用象牙質接着材キット             | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70866003     | 医薬品含有歯科用象牙質接着材キット        | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70867000     | 歯科用テンポラリストッピング           | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 短中期的 |                                 |
| 70868000     | 歯科用酸化亜鉛ユージノール仮封向け材料      | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70869000     | 歯科用仮封材料キット               | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  | 構成品毎に接触部位と接触期間を適用する。            |
| 70870002     | 歯科用高分子系仮封材料              | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70870003     | 医薬品含有歯科用高分子系仮封材料         | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70871002     | 歯科用仮封材                   | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70871003     | 医薬品含有歯科用仮封材              | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 35573000     | 歯科用歯周保護材料                | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 短中期的 |                                 |
| 70872000     | 医薬品含有歯科用歯周保護材料           | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結 | 短中期的 |                                 |
| 31872000     | 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント       | Ⅱ     | 適用         | 体内植込  | 長期的  |                                 |
| 34791000     | 歯科用根管充填ポイント              | Ⅱ     | 適用         | 体内植込  | 長期的  |                                 |
| 70873000     | 歯科用根管充填固状材料              | Ⅱ     | 適用         | 体内植込  | 長期的  |                                 |
| 36095000     | 歯科用根管充填シーラ               | Ⅱ     | 適用         | 体内植込  | 長期的  |                                 |
| 70874000     | 医薬品含有歯科用根管充填シーラ          | Ⅲ     | 適用         | 体内植込  | 長期的  |                                 |
| 70875000     | 根管充填材用軟化材                | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 一時的  |                                 |
| 70876000     | 水酸化カルシウム系歯科根管充填材料        | Ⅲ     | 適用         | 体内植込  | 長期的  |                                 |
| 70877000     | ヨードホルム系歯科根管充填材料          | Ⅲ     | 適用         | 体内植込  | 長期的  |                                 |
| 44406000     | 歯科用救急キット                 | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  | 合着・接着材料を含む。構成品毎に接触部位と接触期間を適用する。 |
| 35698000     | 歯科用キャビティーバーニッシュ          | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |
| 70878000     | 歯科用多目的グラスポリアルケノエートセメント   | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結 | 長期的  |                                 |

| 一般的名称及びクラス分類 |                               |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |  |
|--------------|-------------------------------|-------|------------|--------|------|--|
| コード          | 一般的名称                         | クラス分類 | 適用／非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考   |
| 70879000     | 医薬品含有歯科用多目的ガラスポリアルケノエートセメント   | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70880000     | 歯科用暫間修復向けガラスポリアルケノエート系レジンセメント | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 35863000     | 歯科用アルギン酸塩印象材                  | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                                      |
| 35864000     | 歯科用ポリエーテル印象材                  | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                                      |
| 35865000     | 歯科用ポリサルファイド印象材                | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                                      |
| 35866000     | 歯科用シリコーン印象材                   | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                                      |
| 35862000     | 歯科用寒天印象材                      | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                                      |
| 34799000     | 歯科用インプレッションコンパウンド             | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 34800000     | 歯科印象用石こう                      | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 70881000     | 歯科適合試験用材料                     | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                                      |
| 16352000     | 歯肉圧排キット                       | Ⅰ     | 適用         | 表面（損傷） | 一時的  | 構成品毎に接触部位と接触期間を適用する。   |
| 35861001     | 歯肉圧排糸                         | Ⅰ     | 適用         | 表面（損傷） | 一時的  |  |
| 35861003     | 医薬品含有歯肉圧排糸                    | Ⅲ     | 適用         | 表面（損傷） | 一時的  |  |
| 70882000     | 歯肉圧排材料                        | Ⅰ     | 適用         | 表面（損傷） | 一時的  |  |
| 70883000     | 歯科咬合採得用材料                     | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                                      |
| 70884000     | 医薬品含有歯肉圧排材料                   | Ⅲ     | 適用         | 表面（損傷） | 一時的  |  |
| 44575000     | 歯科用スペーサ                       | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 70885000     | 歯科用酸化亜鉛ユージノール系印象材             | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 70886000     | 歯科用印象材キット                     | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。ただし、印象材の種類により、「表面（損傷）又は（口内）」になることがある。 |
| 70887000     | 歯科印象採得用器材                     | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 構成品の種類により、「表面（損傷）又は（口内）」になることがある。                              |
| 70888000     | 歯科用光学印象採得補助材料                 | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                                      |
| 70889000     | 歯科用レジン系印象材                    | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                                      |
| 70890000     | 歯科複模型用寒天印象材                   | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70891000     | 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料               | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70892000     | 歯科技工用光学印象採得補助材料               | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 16189000     | 歯科用キャストリングワックス                | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  | 印象採得時等、口腔内接触することがある。   |
| 70893000     | 歯科用パラフィンワックス                  | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  | 印象採得時等、口腔内接触することがある。   |
| 70894000     | 歯科鑄造用シートワックス                  | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70895000     | 歯科用ステッキワックス                   | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |  |

| 一般的名称及びクラス分類 |                  |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |  |
|--------------|------------------|-------|------------|--------|------|--|
| コード          | 一般的名称            | クラス分類 | 適用/非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考   |
| 18083000     | 歯科用咬合堤           | I     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 34807000     | 歯科印象用ワックス        | I     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |  |
| 38584000     | 歯科用咬合堤ワックスプレート   | I     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 38602000     | 歯科用咬合堤ワックス       | I     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 70896000     | 歯科用ユーティリティークワックス | I     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  | 印象採得時等、口腔内接触することがある。                                 |
| 34808000     | 歯科用ベースプレート       | I     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 31836010     | 歯科汎用ワックス         | I     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 印象採得時に、切削したエナメル質又は象牙質に接触することがある。                     |
| 31836020     | 歯科用ワックス成形品       | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 31836030     | 歯科用パターン成形品       | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70897010     | 歯科用焼石こう          | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70897020     | 歯科用硬質石こう         | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70898000     | 歯科用高温模型材         | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70899000     | 歯科高温模型用補助材       | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 34811000     | 歯科用樹脂系模型材        | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70900010     | 歯科鑄造用石こう系埋没材     | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70900020     | 歯科高温鑄造用埋没材       | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70900030     | 歯科ろう付用埋没材        | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 31833000     | 歯科用アブレイブポイント     | I     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。         |
| 70901000     | 歯科技工用アブレイブ研削器具   | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70902000     | 歯科技工用ダイヤモンド研削材   | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 16184000     | 歯磨カップ            | I     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。         |
| 70903000     | 歯科用ゴム製研磨材        | I     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。         |
| 35702000     | 歯科研削用ストリップ       | I     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。         |
| 35768000     | 歯科予防治療用ブラシ       | I     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。         |
| 70904000     | 歯面研磨材            | I     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 70905000     | 医薬品含有歯面研磨材       | III   | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 70906000     | 歯科技工用研削・研磨器材キット  | I     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70907000     | 歯科用研磨器材          | I     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  | 器具の場合には、極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |
| 70908000     | 歯科用研削器材          | I     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  | 器具の場合には、極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |

| 一般的名称及びクラス分類 |                    |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |  |
|--------------|--------------------|-------|------------|--------|------|--|
| コード          | 一般的名称              | クラス分類 | 適用/非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考   |
| 16388009     | 義歯床安定用糊材           | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 16388010     | 粘着型義歯床安定用糊材        | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 16388020     | 密着型義歯床安定用糊材        | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 34006009     | 歯科用骨再建インプラント材      | Ⅲ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  |  |
| 34006003     | 非吸収性歯科用骨再建インプラント材  | Ⅲ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  |  |
| 34006004     | 吸収性歯科用骨再建インプラント材   | Ⅳ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  |  |
| 42347000     | 歯科用骨内インプラント材       | Ⅲ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  |  |
| 42348000     | 歯科用インプラントフィクスチャ    | Ⅲ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  |  |
| 42349000     | 歯科用粘膜下埋植型インプラント材   | Ⅲ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  |  |
| 42350000     | 歯科用粘膜内インプラント材      | Ⅲ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  |  |
| 42352000     | 歯科用骨膜下インプラント材      | Ⅲ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  |  |
| 42353000     | 歯科用経根管及び経歯根インプラント材 | Ⅲ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  |  |
| 42354000     | 歯科用経歯肉インプラント材      | Ⅲ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  |  |
| 70909000     | 歯科用インプラントシステム      | Ⅲ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  | キット品であるため、構成品毎に接触部位と接触期間を適用する。               |
| 70910000     | 歯科用インプラントアパットメント   | Ⅲ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  |  |
| 70911000     | 歯科用手袋              | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 16195000     | 歯科用マトリックスバンド       | Ⅰ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |
| 16370000     | 歯科用マトリックスウェッジ      | Ⅰ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |
| 33204000     | 歯科用マトリックスリテナ       | Ⅰ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |
| 35868000     | 歯科用保持ピン            | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質・象牙質に接触する。                          |
| 36311000     | 歯科用咬合スプリント         | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 短中期的 |  |
| 38576000     | 歯科用精密ボールアタッチメント    | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                    |
| 38577000     | 歯科用精密パーアタッチメント     | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                    |
| 38578000     | 歯科用精密磁性アタッチメント     | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                    |
| 38580000     | 歯科用精密スライドアタッチメント   | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                    |
| 38603000     | 歯科用精密弾性アタッチメント     | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。                    |
| 38609000     | 歯科根管用ポスト成形品        | Ⅱ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する。                         |
| 38625000     | 歯科用高分子鉤成形品         | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 短中期的 |  |

| 一般的名称及びクラス分類 |                     |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |  |
|--------------|---------------------|-------|------------|--------|------|--|
| コード          | 一般的名称               | クラス分類 | 適用/非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考   |
| 38783000     | 歯科用う蝕除去液            | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する。   |
| 38785000     | 歯科用漂白材              | Ⅲ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 70912000     | 歯科用金属鉤成形品           | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 短中期的 |  |
| 70913000     | 医薬品含有歯科用知覚過敏抑制材料    | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する。   |
| 70914000     | 歯科咬合スプリント用材料        | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 短中期的 |  |
| 70915000     | 歯科技工用リテンションビーズ      | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 70916010     | 歯科汎用アクリル系レジン        | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質・象牙質に接触することがある。   |
| 70916020     | 歯科汎用アクリル系レジンキット     | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質・象牙質に接触することがある。<br>構成成分毎の接触部位及び接触期間を考慮する。                             |
| 70917010     | 歯科技工用金属表面処理材料       | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物の一部となり、切削したエナメル質・象牙質に接触することがある。処理面が合着・接着材に接触しない場合は、「表面（口内）」となる。           |
| 70917020     | 歯科技工用色調改善向け金属表面処理材料 | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  | 歯冠修復物の一部となるが、切削したエナメル質・象牙質に接触しない。  |
| 70918000     | 歯科技工用セラミックス表面処理材料   | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      | 残留しないものに限られる。  |
| 70919000     | 歯科用色調遮蔽材料           | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  |  |
| 70920012     | 歯科用接着材料キット          | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 構成成分毎の接触部位及び接触期間を考慮する。   |
| 70920022     | 歯科技工用接着材料           | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 歯冠修復物の一部となり、切削したエナメル質・象牙質に接触する。義歯専用又は合着・接着面に関与しない部分に用いる歯冠修復材用の場合は、「表面（口内）」になる。 |
| 70920003     | 医薬品含有歯科用接着材料キット     | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する。構成成分毎の接触部位及び接触期間を考慮する。                                     |
| 70921000     | 歯科金属用接着材料           | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触することがある。義歯床専用であれば、「表面（口内）」となる。                                |
| 70922000     | 歯科金属接着用キット          | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 構成成分毎の接触部位及び接触期間を考慮する。構成成分の種類により、「表面（損傷）又は（口内）」になることがある。                       |
| 70923000     | 歯科用分離材              | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触することがある。  |
| 70924000     | 歯科根管ポスト成形品キット       | Ⅱ     | 適用         | 体内植込   | 長期的  | 構成成分毎の接触部位及び接触期間を考慮する。   |
| 70925000     | 歯科用マーカ              | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  |  |
| 70926000     | 歯科用知覚過敏抑制材料         | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 長期的  | 切削したエナメル質又は象牙質に接触する。   |
| 70927000     | 歯科用口腔内清掃キット         | Ⅰ     | 適用         | 表面（口内） | 一時的  | 構成成分毎の接触部位及び接触期間を考慮する。   |
| 70928001     | 歯科根管切削補助材           | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 歯髄又は根尖組織に接触することがある。  |
| 70928003     | 医薬品含有歯科根管切削補助材      | Ⅲ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  | 歯髄又は根尖組織に接触することがある。  |



| 一般的名称及びクラス分類 |                     |       | 生物学的評価の考え方 |        |      |  |
|--------------|---------------------|-------|------------|--------|------|--|
| コード          | 一般的名称               | クラス分類 | 適用／非適用の別   | 接触部位   | 接触期間 | 備考   |
| 70929000     | 歯科用長期的使用咬合スプリント向け材料 | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70930000     | 歯科用長期的使用咬合スプリント     | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70931000     | 歯科用長期的使用高分子鉤成形品     | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70932000     | 歯科用長期的使用金属鉤成形品      | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 70933000     | 歯科用潤滑材              | Ⅱ     | 適用         | 表面（口内） | 長期的  |  |
| 41544000     | 歯肉切除メス              | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |  |
| 42338000     | 靭帯切開刀               | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |  |
| 31822000     | 歯科用歯肉はさみ            | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |  |
| 31847000     | 歯科用金冠はさみ            | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 31863000     | 歯科用辺縁仕上げファイル        | Ⅰ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |
| 37629000     | 歯科練成充填材用ファイル        | Ⅰ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |
| 31813000     | 歯科咬合紙用ピンセット         | Ⅰ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |
| 31814000     | 歯科治療用ピンセット          | Ⅰ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |
| 15713000     | 歯科用骨鉗子              | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |  |
| 33209000     | 歯科矯正用プライヤ           | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 35552000     | 抜歯用鉗子               | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |  |
| 70935000     | 歯科技工用鉗子             | Ⅰ     | 非適用        | 非接触    |      |  |
| 42339000     | 歯根分離器               | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |  |
| 13380000     | 歯科用開創器              | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |  |
| 70949000     | 歯科用開口器              | Ⅰ     | 非適用        | 表面（口内） | 一時的  | 極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。 |
| 70965001     | 歯科用インプラント手術器具       | Ⅰ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |  |
| 70965002     | 電動式歯科用インプラント手術器具    | Ⅱ     | 適用         | 体内外連結  | 一時的  |  |